

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/pompka-prozniowa-silikonowa-powerpump-max-czerwona-p-34444.html>



Pompka próżniowa silikonowa Powerpump MAX czerwona

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-60-00010
Kod producenta	60-00010
Kod EAN	5903661803919

Opis produktu

MOCNE I PRZYJEMNE POWIĘKSZENIE PENISA!

>> MOCNIEJSZE I DŁUŻSZE ORGAZMY

Regularne stosowanie powoduje wzrost rozmiarów członka i wzmocnienie erekcji. Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji pompki sprawi, że zastosowanie produktu będzie przyjemne, bezpieczne i długotrwałe.

Regularne treningi dają stabilny i zauważalny rezultat. Powietrze jest wypompowywane z cylindra za pomocą wygodnego mechanizmu.

Ono z kolei pozwala na szybsze i mocniejsze napełnienie naczyń krwionośnych krwią. Dzięki temu sprawisz, że **Twój penis stanie się dużo bardziej czuły na wszelki dotyk**, będziesz w stanie poczuć dużo więcej rozkoszy i orgazmy jakich jeszcze nigdy wcześniej nie miałeś.

Cechy tej pompki do powiększania penisa:

- szybko zauważalne efekty powiększenia członka
- proste działanie wynikające z praw fizyki
- pasek rozmiaru na powierzchni pozwala **łatwo zauważyć różnicę przed i po masażu**
- wytwarza mocne podciśnienie co pozwala na szybsze i mocniejsze napełnienie naczyń krwionośnych krwią
- bardzo wygodna w użyciu pompka
- wysoka jakość wykonania
- proste i szybkie czyszczenie

JAK SKUTECZNIE UŻYWAĆ POMPKI ?

1. Nasmaruj penisa żelem na bazie wody (tylko najwyższej jakości żel gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania)
2. Włóż go do środka i zacznij powoli pompować tłoczkiem na ręczce - odpowiednie ciśnienie to takie gdzie nie będziesz czuł żadnego bólu, a wręcz efekt może przypominać sex oralny - zostaw tak **na 10 - 15 minut**.
3. Gdy przesadzisz z ciśnieniem możesz w każdej chwili spuścić powietrze poprzez specjalny to tego przycisk nad ręczką do pompowania.
4. Po skończonej sesji spuść powietrze i umyj pompkę wodą z mydłem odłączając od niej wężyk do pompowania.

Najlepiej zacząć od 2-3 sesji w tygodniu, która nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut. Wykonaj delikatny masaż penisa po zakończeniu, aby przywrócić mu swobodny przepływ krwi.

Nie przekraczaj zalecanego czasu trwania sesji. Zbyt długie pompowanie może doprowadzić do wystąpienia obrażeń, takich jak pęcherze, przebarwienia, czy odrętwienie członka. Wszystkie te objawy są dość powszechne i całkiem normalne u osób początkujących i nie są trwałe.

Jeśli zaobserwujesz na swoim ciele którąś z tych zmian, powinieneś zrobić przerwę do momentu całkowitego ich zniknięcia, a następnie wrócić do treningów z krótszym czasem sesji oraz ilością użytego ciśnienia.

SPECYFIKACJA:

- długość całkowita: 22 cm
- średnica: 6,9 cm
- wodoodporny: Tak
- materiał Silikon / ABS / PVC
- kolor: czerwony